

POLAR
ACCESSORIES


Polar T34™ Transmitter

Polar T34™ Sender
Émetteur Polar T34™
Transmisor Polar T34™
Trasmittitore Polar T34™

Specifically Designed for
Polar Compatible Home Equipment.

POLAR®

Specifically Designed for Polar Compatible Home Equipment.



ENG

1. Attach one end of the transmitter to the elastic strap.
2. Adjust the transmitter's strap length to fit snugly and comfortably. Secure the strap around your chest, just below the chest muscles, and buckle the strap to the transmitter.
3. Lift the transmitter off your chest and moisten the two grooved electrode areas on the back.
4. Check that the wet electrode areas are firmly against your skin and that the Polar logo is in a central, upright position.

DEU

1. Den Sender am elastischen Gurt befestigen.
2. Die Gurtlänge so einstellen, dass der Gurt gut, jedoch nicht zu locker oder zu eng anliegt. Den Gurt um die Brust legen, so dass das Polar Logo nach außen zeigt und in der richtigen Position sitzt. Bei Herren unter dem Brustmuskel und bei Damen unter dem Brustansatz.
3. Den Sender leicht von der Haut abheben und Elektroden (die zwei gerippten, ovalen Zonen auf der Rückseite des Senders) sehr gut befeuchten.
4. Überprüfen Sie, ob die befeuchteten Elektroden direkt auf Ihrer Haut aufliegen und ob das Polar Logo des Senders nach außen zeigt und in der richtigen Position ist.

FRA

1. Fixez l'émetteur à une extrémité de la ceinture élastique.
2. Ajustez la longueur de la ceinture élastique de manière à ce qu'elle soit confortable. Placez la ceinture au niveau de la poitrine juste en dessous des muscles pectoraux et fixez l'autre extrémité de la ceinture à l'émetteur.
3. Écartez l'émetteur de votre poitrine et humidifiez les deux électrodes rainurées sur la face interne de l'émetteur.
4. Les électrodes humides doivent adhérer à la peau et le logo Polar doit être vertical et bien au centre.

ESP

1. Acople un extremo del transmisor a la banda elástica.
2. Ajuste la longitud de la banda de manera que se sienta cómodo. Ajústese la banda alrededor del pecho justo debajo de los músculos pectorales y sujete la banda al otro extremo del transmisor.
3. Separe el transmisor del pecho y humedezca las dos áreas ranuradas de los electrodos localizadas en la parte posterior de los mismos.
4. Compruebe que las áreas humedecidas de los electrodos estén firmemente adheridas a su piel y que el logotipo de Polar se encuentra en posición vertical y centrada.

ITA

1. Agganciare un'estremità del trasmettitore all'elastico.
2. Regolare la lunghezza dell'elastico, in modo che sia abbastanza stretto senza però dare fastidio. Indossare l'elastico intorno al torace, al di sotto dei muscoli pettorali, e agganciarlo all'altra estremità del trasmettitore.
3. Allontanare il trasmettitore dal petto e inumidire le due zone scanalate degli elettrodi sul retro.
4. Verificare che gli elettrodi inumiditi aderiscano alla pelle e che il logo Polar si trovi al centro del torace e che non sia capovolto.

• International guarantee 2 years. Please save the receipt. • 2 Jahre weltweite Garantie (des Herstellers). Bitte Kaufbeleg aufbewahren. • Garantie Internationale 2 ans. Conservez la preuve d'achat. • Internationale Garantietermijn 2 jaar. Bewaar de aankoopbon. • Garantia Internacional de 2 años. Conserve el ticket de compra. • Garantia Internacional de 2 anos. Guarde, por favor, o comprovativo de aquisição. • Garanzia Internazionale 2 anni. Coservare le ricevute. • 2 års international garanti. Husk at gemme kvitteringen. • Internationell Garanti 2 års mot garantikort/kvittoring. • Internasjonal Garanti 2 års. Spara kvittot som inköpsbevis. • Kansainvälinen takuu 2 vuotta. Säilytä kuitti.

© 2004 Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 Kempele, Finland (Manufacturer)
Polar logotype is a registered trademark of Polar Electro Oy.
Components marked with country of origin.



US Model # 392027802
FEDAS Product Group 1.00.95.9
US Patents 4625733, 5491474
Other patents and design patents pending.
15928098.00 GEN A

CE 0537

This CE marking shows compliance of this product with Directive 93/42/EEC.



POLAR®